

東洋器材科学株式会社

## 血清分離剤仕様書



製品コード	JANコード	サイズ	容量	材質	包装形態	入数
16100	4987691161004	-	-	PS	ボトル入り	600
16110	4987691161103	-	-	PS	袋入り	1kg



製品コード	JANコード	サイズ	容量	材質	包装形態	入数
38630	4987691386308	16.2φ×100mm	10mL	PET	50本包装	1,000

### 【使用方法】

PET チューブ 10cc 等の 10m l の試験管に適量（試験管付属のキャップ 1 杯程度）入れ遠心機にかけることにより血清を分離することが出来ます。

当該製品については真空採血管に採用されているゲル状の分離剤のように完全に分離することが出来ない可能性がありますのでご購入前にサンプルにてご確認ください。