


# 唾液検体採取・輸送用滅菌容器



- -20℃まで耐えることのできる滅菌容器を3種類ご用意しました。
- 口径が大きく、唾液が入れやすく滅菌容器です。
- 10mL試験管用ラックにも立てることができるタイプとラック不要の自立型タイプがあります。
- 3種類ともネジ口の滅菌容器なので、開栓時に検体が飛散しにくく、安心して開栓できます。

● 口が大きく、唾液が入れやすい滅菌コップタイプ

コードNo.	品名	規格	材質	容量	注文単位
52050	YSスクリーカップB 滅菌済	61φ × 49φ × 73mm	本体 PP キャップ PP	120mL	200本

● 10mL試験管用ラックに立てられる滅菌スピッツタイプ

コードNo.	品名	規格	材質	容量	注文単位
34010	喀痰処理器(M) 滅菌済 1本包装	30φ × 15.5φ × 100mm	本体 PS キャップ PP	15mL	500本

● 自立できる滅菌50mL遠沈管タイプ

コードNo.	品名	規格	材質	容量	注文単位
12088	滅菌PPスクリースピッツ50mL 1本包装 自立型	33φ × 119mm	本体 PP キャップ PP	50mL	500本



検査器材はトーヨーとおよびください。

## 東洋器材科学株式会社

〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-7-10  
 TEL : 048-447-3381 FAX : 048-431-4685  
 E-mail : tykkizai@toyo-kizai.co.jp  
 http : //www.toyo-kizai.co.jp